

Uživatelská příručka

Digitální mikroskop LCD MG600

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného digitálního mikroskopu LCD Professional.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Rozsah dodávky

- Digitální LCD mikroskop
- AC napájecí adaptér
- USB kabel
- TV kabel
- Návod k obsluze EN + CZ ke stažení

Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte nikdy mikroskop v prostředí, kde to není dovoleno. Nesprávný způsob použití může mít za následek nebezpečí vážného úrazu.
- Neotvírejte kryt digitálního LCD mikroskopu a nepokoušejte se ho žádným způsobem upravovat.
- Údržbu a opravy digitálního LCD mikroskopu smí provádět jen kvalifikovaný personál specializovaného servisu.
- Digitální LCD mikroskop uchovávejte mimo dosah vody a tekutin. Nepoužívejte ho, když máte mokré ruce. Nikdy nepoužívejte digitální LCD mikroskop za deště a sněžení. Vlhkostí vzniká nebezpečí požáru a zásahu elektrickým proudem.
- Pokud zjistíte, že z digitálního LCD mikroskopu vychází kouř nebo zvláštní zápach, okamžitě ho vypněte a nechte ho opravit v specializovaném servisu. Nikdy se nepokoušejte mikroskop opravovat sami.
- V průběhu provozu se může digitální LCD mikroskop trochu zahřívat, přičemž se nejedná o závadu.
- V případě potřeby vyčištění povrchu digitálního LCD mikroskopu použijte měkký suchý hadřík.

Hlavní funkce

- TFT panel 4,4 palce
- Vysoce kvalitní obrazový senzor 5M (při interpolaci až do 12M)
- Zvětšení 1x - 600x
- Foto a video
- Časovač
- Měření (při práci na počítači)
- Podpora mikro SD paměťových karet s kapacitou až do 64 GB
- Nabíjecí lithiový akumulátor

Popis mikroskopu a jeho funkcí



Číslo Funkce

- 1 USB vstup pro nabíjení
- 2 Slot mikro SD karty
- 3 Kolečko pro regulaci LED diod
- 4 Reset
- 5 Vstup pro zaklapnutí přísavky
- 6 8 Bílých LED diod



Popis

Power ON/OFF - Tlačítko zapnutí/vypnutí

SYSTEM KEY PROGRAMMING - Tlačítko Menu(1 a 2 stisk)

VIDEO/CAMERA/PLAYBACK - Tlačítko Mode VIDEO/FOTO/PŘEHRÁVÁNÍ

PAGE UP ZOOM+ Tlačítko pro zvětšení a pohyb v menu nahoru

PAGE DOWN ZOOM- Tlačítko pro zmenšení a pohyb v menu dolů

Confirm key/Camera button - Tlačítko pro potvrzení OK

Object distance adjustment - Kolečko pro přiblížení/oddálení

Vložení mikro SD karty (není součástí dodávky)

Aby bylo možné provádět záznam obrázků a videa, je nutné vložit do mikroskopu mikro SD kartu. Při vkládání postupujte následujícím způsobem:

1. Zapněte mikroskop.
2. Vložte do slotu mikro SD kartu a jemně na ni zatlačte, aby zapadla do otvoru.

Poznámka: Kartu nezasunujte násilně. Použitím síly můžete poškodit mikroskop i samotnou kartu. Kartu zarovnejte do vyznačené polohy a zkuste ji zasunout znovu. Před použitím je potřebné mikro SD kartu naformátovat. Viz níže „Formátování SD karty“.

Nabíjení akumulátoru

Před použitím mikroskopu musíte akumulátor nabít.

1. Menší konec napájecího kabelu zapojte do vstupu mini USB, který je umístěn z boku části mikroskopu. Druhý konec napájecího adaptéru zapojte do USB napájecího adaptéru a ten do standardní elektrické zásuvky. Rozsvítí se červený LED indikátor nabíjení, který signalizuje, že akumulátor se nabíjí.
2. Když se akumulátor nabije, LED kontrolka nabíjení se vypne. Odpojte přístroj od napájení.
3. Po nabití můžete mikroskop používat nepřetržitě používat až 6 hodin. Když se kapacita akumulátoru sníží, rozsvítí se LED kontrolka stavu akumulátoru v pravém spodním rohu Panelu.

Technické údaje

Obrazový senzor: Vysoce kvalitní obrazový senzor 5M

Zvětšení: 1x – 500x

Rozlišení: 5 M, 2 M, 1,3 M, VGA

Čočka: Vysoce kvalitní mikroskopická čočka

Displej: TFT panel, 4,3 palce, poměr 4:3

Zdroj světla: 8 LED s nastavitelným jasem

Zdroje napájení: Akumulátor Li-ion 3,7 V / 800 mAh

Provozní čas: 6 hodiny, čas nabíjení: 3 hodin

Snímkovací frekvence: 30 fps

Adaptér: Vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz; Výstup 5 V, 1 A

OSD jazyky: Čeština, Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, portugalská, japonština, čínština

Rozměry (D x Š x V): 110 x 230 x 150 mm

Hmotnost: 750 g (včetně akumulátoru)

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Příklad použijte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.